

AneuCyte Prenatal Test

FISH prenatal 13, 18, 21, X e Y



ANEUCYTE (Ref. LPA001) es un kit específico para la detección prenatal de los síndromes mas comunes: Patau, Edwards, Down y anomalías del par sexual.

| Ref. | Nombre | Formato | Contenido |
|-----------|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| LPA001 | KIT ANEUCYTE PRENATAL | 10 TEST | 13q14.2, 21q22.13, CEP18, CEPX, CEPY |
| LPA001-30 | KIT ANEUCYTE PRENATAL | 30 TEST | 13q14.2, 21q22.13, CEP18, CEPX, CEPY |
| LPA001-50 | KIT ANEUCYTE PRENATAL | 50 TEST | 13q14.2, 21q22.13, CEP18, CEPX, CEPY |
| LPA002 | ANEUCYTE 18/X/Y | 10 TEST | CEP18, CEPX, CEPY |
| LPA003 | ANEUCYTE 13/21 | 10 TEST | 13q14.2, 21q22.13 LOCUS UNICOS |
| LPA004 | CEP18 AQUA | 10 TEST | CEP18 |
| LPA005 | ANEUCYTE 13/18/21 | 10 TEST | 13q14.2, 21q22.13, CEP18 |

